



produits

Deux nouveautés : un médicament dans le traitement des hémangiomes avec Hemangioli, et un accessoire pour transporter tout le matériel dont a besoin un insulino-dépendant avec Mabox, conçue comme une aide à l'observance et à l'hygiène.

Médicament

1 Hemangioli

Traitement pédiatrique des hémangiomes

Hemangioli renferme du propranolol, dont les propriétés bêta-bloquantes sont connues depuis longtemps en cardiologie. Il est ici utilisé pour son action vasoconstrictrice et anti-proliférative, afin de traiter les hémangiomes (anomalies vasculaires) prolifératifs chez les enfants âgés de 5 semaines à 5 mois.

Quoi de neuf ?

Hemangioli est la première et la seule spécialité à base de propranolol à avoir obtenu une AMM dans la prise en charge de l'hémangiome, sous une forme galénique adaptée à un usage pédiatrique.

Posologie

La dose initiale recommandée est de 1 mg de propranolol base/kg/jour, répartie en deux prises séparées de 0,5 mg/kg. Elle est progressivement augmentée par paliers de 1 mg/kg/jour chaque semaine, jusqu'à la dose de 3 mg/kg/jour en deux prises séparées de 1,5 mg/kg.

Les prises ont lieu le matin et en fin d'après-midi, en respectant un intervalle d'au moins neuf heures entre chaque. Hemangioli doit être administré pendant ou juste après un repas, directement dans la bouche à l'aide de la seringue fournie. La durée de traitement est de six mois.

ATTENTION

Les mères traitées par du propranolol ou un corticoïde à dose élevée ou prolongée, et qui allaitent leur enfant, doivent en informer leur médecin.

Des troubles du sommeil, des infections respiratoires majorées (par exemple, bronchite et bronchiolite associées à une toux et à une fièvre), des diarrhées et des vomissements sont les effets secondaires les plus souvent décrits. Des hypoglycémies ont également été observées.

Le flacon se conserve deux mois seulement après ouverture.

Présentation

Propranolol base 3,75 mg/ml de

solution buvable, flacon de 120 ml, remb. SS à 65 %, 207,16 €, AMM 34009 278 836 3 7.

Pierre Fabre : 01 49 10 80 00

2 Euphonyll Maux de gorge

Dans les douleurs de l'oropharynx

Ce médicament peut être conseillé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans en cas de mal de gorge peu intense et sans fièvre, et en cas d'aphtes ou de petites plaies de la bouche. Les comprimés renferment du cétylpyridinium, antiseptique, et de la lidocaïne, à effet anesthésique local.

Quoi de neuf ?

Il s'agit de la troisième référence dans la gamme Euphonyll, qui comprend déjà un sirop expectorant et un sirop toux sèches, réservés aux adultes.

Posologie

Sucer lentement 1 comprimé toutes les trois à quatre heures, sans dépasser 6 comprimés par jour chez l'adulte et 4 chez l'enfant de 6 à 15 ans. La durée de traitement est limitée à cinq jours.

ATTENTION

Ne pas utiliser chez la femme enceinte ou qui allaite. Pour éviter tout risque de fausse route liée à l'effet anesthésique, ne pas le prendre avant l'absorption d'aliments ou de boisson.

Présentation

Chlorure de cétylpyridinium 1,25 mg et chlorhydrate de lidocaïne 1 mg pour 1 comprimé, boîte de 24, AMM : 34009 279 014 7 8.

Mayoly Spindler : 01 34 80 55 55

Dispositif médical

3 INRatio2

Pour l'automesure de l'INR

Fonctionnant selon le même principe qu'un lecteur de glycémie, cet appareil



mesure l'INR et le taux de prothrombine à partir d'un petit échantillon de sang (9,5 µl) prélevé au bout d'un doigt. Il est remboursé seulement chez les patients de moins de 18 ans traités par antivitamines K au long cours, qui ont reçu une éducation théorique au traitement par anticoagulant, ainsi qu'une formation pratique à l'automesure. La prescription doit émaner d'un service de cardiologie ou de pédiatrie ayant une activité en cardiopédiatrie congénitale.

Quoi de neuf ?

INRatio 2 s'ajoute au lecteur Coagucheck (Roche Diagnostics) sur le créneau peu développé de l'automesure de l'INR. Il s'en distingue par un tarif LPPR moindre (750 € au lieu de 790 €).

Mode d'emploi

Poser le lecteur sur une surface plane. Ne pas le toucher ni le déplacer pendant le test. Allumer l'appareil, insérer une bandelette. Contrôler le code puis attendre le signal sonore pour piquer le bout du doigt. La gouttelette doit être rapidement déposée sur la cible car la coagulation débute très vite et peut altérer le résultat, obtenu en une minute.

Les rythmes de mesures varient : une fois tous les deux jours la première semaine, associée si besoin à un contrôle de l'INR en laboratoire d'analyses, puis une fois par semaine de la deuxième semaine à la fin de la douzième, et une fois par semaine puis toutes les deux semaines dès que la stabilité dans la zone thérapeutique est jugée suffisante. Une mesure sera réalisée 48 heures après modification posologique ou tout autre événement susceptible de modifier l'INR.

Présentation

- Kit comprenant 1 lecteur, 1 trousse, 4 piles alcalines AA, 1 autopiqueur et 12 lancettes, remb. LPPR avec prix limite de vente (pas de supplément à faire payer au patient) : 750 €, ACL : 206 475 4.
- Boîte de 12 bandelettes-test, remb. LPPR avec prix limite de vente (pas de supplément à faire payer au patient) : 55 €, ACL : 206 474 8.
- Boîte de 48 bandelettes-test, remb. LPPR avec prix limite de vente (pas de supplément à faire payer au patient) : 220 €, ACL : 206 473 1.

Alere : 01 39 46 83 18

4 Marimer

Pour l'hygiène du nez

La gamme d'hygiène et de soin pour le nez Marimer, à base d'eau de mer, entend agir sur différents symptômes et pathologies de la sphère ORL : muqueuse irritée,

nez bouché, rhinopharyngite, sinusite... Elle comprend quatre références pour la famille (hygiène nasale, nez bouché, sinusite-rhinite, rhinopharyngite-sinusite aiguë) et deux pour les bébés dès la naissance (hygiène nasale et nez bouché), dotées d'un diffuseur adapté.

Quoi de neuf ?

L'eau de mer est prélevée à proximité de la baie du mont Saint-Michel. La formule Nez bouché est hypertonique (22 ‰). Celle pour sinusite-rhinite, également hypertonique (28 ‰), est enrichie en cuivre, anti-infectieux, et en manganèse, anti-allergique. Marimer rhinopharyngite-sinusite aiguë, hypertonique à 22 ‰, renferme du chlorure de benzalkonium, antibactérien, et un tensio-actif qui aide à détacher les mucosités.

Mode d'emploi

Les produits s'utilisent seuls, en prévention ou en complément de traitements ORL. Effectuer des pulvérisations dans chaque narine une à trois fois par jour selon les besoins. Marimer sinusite-rhinite et Marimer rhinopharyngite-sinusite aiguë sont réservés aux plus de 6 ans.

Présentation

- Marimer et Marimer baby Hygiène nasale, flacons de 100 ml, ACL : 602 165 8 et 602 624 2.
- Marimer et Marimer baby Nez bouché, flacons de 100 ml, ACL : 602 164 1 et 602 162 9.
- Marimer Sinusite-rhinite, flacon-pompe de 30 ml, ACL : 602 172 4.
- Marimer Rhinopharyngite-sinusite aiguë, flacon de 100 ml, ACL : 602 166 4.

Gilbert : 02 31 47 15 15

5 Activox

Des comprimés à sucer

Pour soulager les maux de gorge ainsi que les toux sèches, d'irritation ou d'allergie, Activox se décline en comprimés à sucer. Ils associent des extraits de guimauve, riche en mucilages adoucissants et en polysaccharides bioadhésifs, et de l'acide hyaluronique.

Quoi de neuf ?

Les actifs se combinent pour former un film hydrogel à effet barrière qui protège la muqueuse des agressions extérieures, soulageant ainsi les irritations et les inflammations de la gorge.

Mode d'emploi

Chez l'enfant de 6 à 12 ans, 3 comprimés par jour, en espaçant les prises d'au moins quatre heures.

Chez l'adulte et l'adolescent de plus de 12 ans, 3 à 6 comprimés par jour, en espaçant les prises d'au moins deux heures.

EN BREF

Vyndaqel traite une maladie rare

Vyndaqel (tafamidis 20 mg) est indiqué dans le traitement de l'amylose à transthyréline chez les adultes qui présentent une polyneuropathie symptomatique de stade 1. Il permet de retarder le déficit neurologique périphérique. Sa posologie est de 1 capsule par jour. Liste I, prescription hospitalière réservée aux spécialistes en neurologie, boîte de 30, remb. SS à 100 %, 4 546,03 €, AMM : 34009 218 245 9 9.

Pfizer : 01 58 07 30 00

Kalydeco dans la mucoviscidose

L'ivacaftor 150 mg (Kalydeco) est indiqué dans le traitement de la mucoviscidose chez les patients de plus de 6 ans porteurs de certaines mutations génétiques. Il améliore le transport des ions chlorures. La posologie est de 1 comprimé toutes les douze heures, soit 300 mg par jour, avec un repas riche en graisses. Médicament d'exception, liste I, prescription initiale hospitalière semestrielle, boîte de 56, remb. SS à 65 %, 19 521,80 €, AMM : 34009 266 060 5 3.

Vertex pharmaceuticals : 01 55 27 35 29

Picot Maman, deux tisanes pour l'allaitement

À base de plantes reconnues pour leur action galactogène (fenouil, anis, carvi), ces tisanes se déclinent en versions fruits rouges (ACL : 35511 007 512 1 9) et verveine (ACL : 35511 007 512 0 2), par boîtes de 20 sachets.

Lactalis Nutrition Santé : 02 99 49 20 00

Elgydium Kids au goût banane

Une troisième saveur – la banane – vient compléter la gamme de dentifrices protection caries Elgydium Kids, destinés aux enfants de moins de 6 ans (tube de 50 ml, ACL : 34015 512 529 0 5).

Pierre Fabre Oral Care : 01 49 10 80 00

Les comprimés, à laisser fondre sans les croquer, sont à prendre à distance (une heure) de tout autre médicament et des repas.

Présentation

Boîte de 24 comprimés, ACL : 34015 618 592 8 6.

Arkopharma : 04 93 29 11 28

6 Thermomètres Age Precision

La température selon l'âge

Braun lance deux thermomètres dotés de la technologie Age Precision, qui permet de contrôler plus précisément la température des enfants. ThermoScan 7 Age Precision mesure la température auriculaire. Plus classique, Digital Age Precision affiche la température axillaire, buccale ou rectale sur un large écran LCD.

Quoi de neuf ?

Age Precision permet de sélectionner l'âge de l'enfant (0-3 mois, 3-36 mois, plus de 36 mois) et d'interpréter facilement la température relevée grâce à un code couleur affiché à l'écran.

Mode d'emploi

Allumer l'appareil, sélectionner l'âge de l'enfant et effectuer la mesure. L'écran s'éclaire en vert si la température est normale pour l'âge, en jaune si elle est élevée ou en rouge si elle est très élevée.

Présentation

• ThermoScan 7 Age Precision (IRT6520), ACL : 640 919.6

• Digital Age Precision (PRT2000), ACL : 640 917.3

Braun : 01 81 89 09 90

Parapharmacie

7 AZinc Énergie

Deux formules toniques

La gamme AZinc intègre des plantes dans deux compléments alimentaires à visée énergisante : AZinc Énergie Max et AZinc Énergie Taurine + vit. C.

Quoi de neuf ?

La segmentation par tranche d'âge revendiquée par le laboratoire : à partir de 15 ans pour AZinc Énergie Taurine + vit. C, et 40 ans pour AZinc Énergie Max. Une formule pour les plus de 30 ans devrait bientôt suivre.

Pour qui ?

Les adultes et adolescents dès 15 ans qui veulent surmonter des périodes de forte activité physique et/ou intellectuelle.

Quels actifs ?

Sans caféine, AZinc Énergie Max associe à douze vitamines et huit minéraux du ginseng tonifiant, de la myrtille et de l'œillet d'Inde, qui stimulent l'acuité visuelle, ainsi que du curcuma, dont l'action anti-oxydante est potentialisée par du poivre noir. Du coenzyme Q10 est également présent.

La formule AZinc Énergie renferme, outre la taurine et la vitamine C, du guarana riche en caféine, de la L-carnitine et du glucuronolactone à visée stimulante.

Emploi

1 comprimé par jour, le matin. La formule Taurine + vit. C, dont la posologie peut aller jusqu'à 2 comprimés par jour, ne doit pas être prise après 16 heures en raison du risque d'insomnie.

Présentation

• AZinc Énergie Max, boîte de 30 comprimés à avaler, ACL : 34015 202 895 9 8.

• AZinc Énergie Taurine + vit. C, boîte de 30 comprimés à croquer, ACL : 34015 203 421 0 1.

Arkopharma : 04 93 29 11 28

LE + POUR ARGUMENTER

« Ces formules assurent un effet coup de fouet immédiat, mais à durée limitée. »

8 Keracnyl Repair

Pour les patients acnéiques sous traitement oral

La marque Keracnyl, pour les peaux à tendance acnéique, accueille deux soins Repair qui visent à réparer la barrière cutanée et à apaiser les sensations d'inconfort : une crème pour le visage et un baume pour les lèvres.

Quoi de neuf ?

La crème bénéficie de la technologie de cosmétique stérile brevetée DEF1, qui garantit un maintien stérile de la formule tout au long de son utilisation, sans aucun conservateur.

Pour qui ?

Les peaux à tendance acnéique sévère sous traitement médicamenteux, tels que les rétinoïdes oraux.

Quels actifs ?

L'hydroxydécine, acide gras issu de la gelée royale, relance l'hydratation naturelle, favorise la réparation de la peau et apaise. Lui sont associés, dans la crème, des actifs hydratants et nutritifs (glycérine, beurre de karité), et de la vitamine F, réparatrice.

Le baume lèvres est, pour sa part, enrichi en vitamines E et F.

Emploi

Appliquer la crème une à deux fois par jour sur le visage, et le baume aussi souvent que nécessaire sur les lèvres.

Présentation

• Crème : tube de 50 ml, ACL : 34015 512 343 4 5.

• Baume : tube de 15 ml, ACL : 34015 643 657 2 2.

Ducray : 01 49 10 80 00

LE + POUR ARGUMENTER

« Avec ces deux soins, votre peau retrouvera souplesse et confort et sera mieux hydratée. »

9 Mabox diabète mallette & pochette isotherme

Pour transporter le matériel d'auto-traitement

La mallette Mabox Diabète permet de transporter le matériel nécessaire à l'observance du traitement du diabète insulino-dépendant pour dix jours maximum : insuline, aiguilles, cathéters, réservoirs de pompe, lecteur de glycémie, carnet d'autosurveillance, produit de resucrage... Son concepteur – un papa d'enfant insulino-dépendant – propose aussi une sacoche pour deux jours d'autonomie. La mallette est acceptée en cabine d'avion et s'adapte à d'autres pathologies nécessitant le transport d'accessoires et de médicaments thermosensibles injectables (hormone de croissance, etc.).

Quoi de neuf ?

Brevetées et certifiées, mallette et sacoche sont conçues pour favoriser l'observance dans le parcours de soins du diabétique insulino-dépendant, du contrôle à l'injection. Chaque accessoire est rangé dans un emplacement adapté et modulable. La fonction isotherme intégrée permet de transporter l'insuline selon les préconisations des fabricants entre +2 et +8 °C. Les deux blocs de gel eutectique de norme santé NFS-99 700 sont à congeler avant utilisation pour les grands déplacements et réutilisables plus de cent fois.

Mode d'emploi

La mallette se décompose en trois volets qui, une fois repliés, font la taille d'un format A4 :

– dans le volet 1, est rangé le matériel pour la lecture et le suivi glycémiques : lecteur de glycémie et accessoires (lancettes et barillet, autopiqueur, carnet d'automesure et crayon pour noter ses résultats) ;



– dans le volet 2 (au milieu), se trouve le matériel pour injecter : stylo à insuline jetable ou avec cartouches, 40 aiguilles neuves dans un compartiment noir, un compartiment rouge pour y déposer aiguilles et bandelettes usagées en attendant leur dépôt dans un collecteur Dastri. Ces deux compartiments amovibles ont une capacité de 40 pièces de type « Micro-fine », de 6 pièces de cathéters et 6 de réservoirs de pompe ;

– dans le volet 3, se place la carte « Je suis diabétique » fournie dans une protection plastique avec un bloc de gel eutectique pour maintenir entre + 2 et + 8 °C durant douze heures les cartouches, et huit heures les stylos. Un second bloc de gel est placé à l'extérieur de la mallette. Dans la bandoulière, un espace est dédié au téléphone et au matériel de resucrage. Quant à la sacoche, elle est conçue pour un patient insulinotraité susceptible de coucher une nuit à l'extérieur. Elle peut contenir 2 stylos dans un compartiment isotherme et 2 tubes à aiguilles de 8 pièces. Il est possible, en option, d'ajouter deux autres compartiments à aiguilles pour augmenter la capacité en aiguilles neuves à 80 pièces pour vingt jours d'autonomie (au lieu de dix). Idem pour la sacoche.

Présentation

Pour l'instant, mallettes et sacoches sont disponibles à la Cerp et en direct chez Optimiz (www.mabox-diabete.fr) au prix public d'environ 50 € pour la sacoche et de 65 € pour la mallette (disponibles en rouge, bleu et noir).

- Mallette Sportswear bleue (réf. : MBXM003), ACL : 3401079949080
- Mallette Sportswear rouge (réf. : MBXM005), ACL : 3401079949141
- Mallette City noire (réf. : MBXM011), ACL : 3401079948540
- Pochette Sportswear bleue (réf. : MBXP003), ACL : 3401079948830
- Pochette Sportswear rouge (réf. : MBXP005), ACL : 3401079949202
- Pochette City noire (réf. MBXP011), ACL : 3401079948779

Les accessoires supplémentaires (conteneurs...) sont en attente de codes ACL.

Optimiz : 06 18 27 62 78

LE + POUR ARGUMENTER

« Ce matériel est conçu pour vous aider à respecter votre traitement et simplifier tous vos déplacements. »

Yolande Gauthier et Christine Julien

Suivez l'actualité des médicaments

www.porphyre.fr

> Actualités médicaments

EN BREF

Nouveau soin intime Rogé Cavailès

L'extrait adoucissant de mauve est associé à un extrait de thym antibactérien. Ce soin au pH physiologique de 5,5 convient également aux petites filles. Existe en flacons de 200 ml (EAN : 35964 900 038 0 7) et 500 ml (EAN : 35964 900 038 1 4).

Rogé Cavailès : 01 46 67 59 60

Magnésium Upsa, anti-fatigue

Ce complément alimentaire se conseille en cas de fatigue physique et émotionnelle chez l'adulte et l'adolescent. 2 comprimés le matin (et 2 autres le soir si besoin), chaque comprimé apportant 50 mg de magnésium. Boîtes de 60 (ACL : 34015 600 489 0 2) et 120 comprimés (ACL : 34015 600 496 7 1).

Bristol-Myers Squibb : 01 58 83 60 00

Roséliane, trois nouvelles références

La gamme anti-rougeurs s'enrichit d'une CC cream SPF 30 hydratante et correctrice de teint (tube 40 ml, EAN : 36614 340 034 1 7), d'une crème riche nuit (pot 40 ml, EAN : 36614 340 034 0 0) et d'un masque (tube 40 ml, EAN : 36614 340 034 2 4).

Uriage : 01 40 88 45 45

Bion Équilibre en cas de stress

Pour les femmes actives, 100 mg de magnésium, onze vitamines, trois bactéries (*B. bifidum*, *B. longum* et *L. gasseri*), du fer, du zinc et du sélénium. 1 comprimé le matin. Boîte de 30 comprimés, ACL : 643 362.2.

Merck Médication familiale : 03 80 78 74 00